


Anticorpo Policlonais Anti-Srp9 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49458

Número do item: CM0030997



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-SRP9 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece SRP9 humano e de camundongo, um componente da partícula de reconhecimento de sinal que media o direcionamento ao RE. Imunógeno recombinante (aa 1-86).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRP9 pAb de coelho
Observações/Alias	ALURBP; SRP9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6726
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-86 da SRP9 humana (NP_003124.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49458
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Bolsa de gelo