

Anticorpo Monoclonal Anti-SrpK1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Sb4

Número do item: CM0010514



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SRPK1 de alta qualidade, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com SRPK1 humano, de camundongo e de rato (UniProt Q96SB4). Ideal para pesquisas sobre splicing e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRPK1 Rabbit mAb
Observações/Alias	SFRSK1
Espécie	Humano
ID do Gene	6732
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 291-390 de SRPK1 humano (NP_003128.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96SB4
Peso da Proteína	74kDa/72kDa/92kDa
Transporte	Bolsa de gelo