

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-SrpK1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Sb4

Número do item: CM0025583



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra SRPK1 (UniProt Q96SB4) validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de fosforilação de proteínas SR, regulação do splicing e progressão do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRPK1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SFRSK1; SRPK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6732
GeneID	6732
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 290-480 da SRPK1 humana (NP_003128.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96SB4
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Bolsa de gelo