


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-SrpK2 Para Wb E Elisa - P78362

Número do item: CM0021376



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SRPK2 humano (proteína quinase 2 SRSF). Validado para Western blot e ELISA em humanos, camundongos e ratos. O SRPK2 regula o splicing de mRNA, apoptose e replicação viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRPK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SFRSK2; SRPK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6733
GeneID	6733
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência de aminoácidos 420-520 do SRPK2 humano (NP_872633.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78362
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco com gelo