


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Srpr Para Wb, Elisa - P08240

Número do item: CM0027180



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao SRPR humano (subunidade alfa do receptor da SRP) para aplicações de Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humanos; o imunogeno cobre a região N-terminal. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRPR Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DP; SRPR; Sralpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6734
GeneID	6734
Imunogeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08240
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco de gelo