


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Srprb Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5M8

Número do item: CM0015875



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho SRPRB validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a subunidade beta do receptor da partícula de reconhecimento de sinal para estudos de direcionamento proteico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRPRB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	APMCF1; SR-beta; SRPRB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	58477
ID do Gene	58477
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 57-271 da SRPRB humana (NP_067026.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5M8
Peso Proteico	30kDa
Envio	Bolsa de gelo