

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Srrt Para Ihc-P, Elisa - Q9Bxp5

Número do item: CM0028749



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade SRRT/ARS2 para IHC-P e ELISA. Detecta a proteína SRRT (101 kDa, Q9BXP5) humana, de rato e de camundongo. Ferramenta essencial para investigar o processamento de miRNA, progressão do ciclo celular e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SRRT
Observações/Apelido	ARS2, ASR2, serrate, SRRT
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	51593
GeneID	51593
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 623-872 do SRRT humano (NP_001122325.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXP5
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Saco de Gelo