


Anticorpo Monoclonal Anti-Srsf1/Sf2/Asf Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07955

Número do item: CM0009576



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a SRSF1 (SF2/ASF), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece SRSF1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas de splicing, desenvolvimento de diagnósticos e estudos de biomarcadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRSF1/SF2/ASF mAb de Coelho
Observações/Apelidos	ASF; SF2; SFRS1; SF2p33; SRp30a; SRSF1/SF2/ASF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6426
ID do Gene	6426
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 de SRSF1/SF2/ASF humano (NP_008855.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07955
Peso da Proteína	28kDa
Transporte	Bolsa de gelo