


Anti-Srsf1/Sf2/Asf Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q07955

Número do item: CM0023045



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SRSF1/SF2/ASF humano (SF2, ASF) para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com a proteína endógena de camundongo e rato. Adequado para pesquisa de splicing alternativo e processamento de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRSF1/SF2/ASF pAb de Coelho
Observações/Apelido	ASF; SF2; SFRS1; SF2p33; SRp30a; SRSF1/SF2/ASF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6426
ID do Gene	6426
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-248 do SRSF1/SF2/ASF humano (NP_008855.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07955
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo