


Anti-Srsf2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01130

Número do item: CM0029531



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o fator de splicing SRSF2 humano para Western blot (WB), IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Essencial para pesquisa de splicing de pré-mRNA e aplicações de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRSF2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SC35; PR264; SC-35; SFRS2; SFRS2A; SRp30b; SRSF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6427
ID do Gene	6427
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SRSF2 humano (NP_001182356.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01130
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo