


Anticorpo Monoclonal Anti-Srsf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P84103

Número do item: CM0006265



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado contra SRSF3, um fator de splicing rico em serina/arginina envolvido no splicing alternativo e na exportação nuclear de mRNA. Validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRSF3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	SFRS3; SRP20; SRSF3
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6428
ID do Gene	6428
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da SRSF3 humana (P84103)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P84103
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo