

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Srsf3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84103

Número do item: CM0030262



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SRSF3 (SRp20), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em processamento de RNA (splicing) e exportação de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRSF3 Rabbit pAb (Anticorpo Policlonal de Coelho)
Observações/Apelido	SFRS3; SRp20; SRSF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6428
GeneID	6428
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 da SRSF3 humana (NP_003008.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84103
Peso Molecular da Proteína	19kDa
Envio	Em saco de gelo