

Anticorpo Policlonal Anti-Srsf4 Para Wb, Elisa - Q08170

Número do item: CM0029376

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SRSF4 humano (SFRS4/SRP75, 57 kDa), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRSF4 Rabbit pAb
Observações/Alias	SFRS4; SRP75; SRSF4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6429
GeneID	6429
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 de SRSF4 humano (NP_005617.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q08170
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo