

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Srsf6 (Srp55) Para Wb E Elisa - Q13247

Número do item: CM0017936



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SRSF6 (SRp55) humano, validado para WB e ELISA. Deteta SRSF6 endógeno em amostras humanas, de ratinho e de rato. Ideal para investigação do splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra SRSF6
Observações/Alias	B52; SFRS6; SRP55; HEL-S-91; SRSF6
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	6431
ID do gene	6431
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência situada entre os aminoácidos 1-100 do SRSF6 humano (NP_006266.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, ratinho, rato
SWISS	Q13247
Peso molecular	40 kDa
Expedição	Bolsa de gelo