

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Srsf7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16629

Número do item: CM0018804



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta pureza direcionado contra SRSF7/9G8 humano, um fator de splicing envolvido no processamento e exportação de mRNA. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre regulação do splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SRSF7 Rabbit pAb
Observações/Alíás	9G8; AAG3; SFRS7; SRSF7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6432
GeneID	6432
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-120 de SRSF7 humano (NP_001026854).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q16629
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo