

Anti-Srsf8 Coelho Policlonal Anticorpo Para Wb - Q9Brl6

Número do item: CM0021747



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SRSF8 validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada de mouse. Tem como alvo o fator de splicing rico em serina/arginina 8 humano envolvido no splicing alternativo de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRSF8 Coelho pAb
Observações/Apelido	DSM-1; SRP46; SFRS2B; SRSF8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10929
ID do Gene	10929
Imunogénio	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	Q9BRL6
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo