

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ssb (Pab) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P05455

Número do item: CM0013018



introdução

Valide a expressão da proteína SSB/La em amostras humanas com este anticorpo policlonal de coelho. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Ideal para pesquisa em autoimunidade e biologia do RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-SSB
Observações/Apelido	La; LARP3; La/SSB; SSB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6741
GeneID	6741
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 166-408 do SSB humano (NP_003133.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05455
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de Gelo