

Anticorpo Monoclonal Anti-Ssca1/Serpinb3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29508

Número do item: CM0007760



introdução

Anticorpo monoclonal direcionado à Serpin B3/SCCA-1 humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre câncer e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra SSCA1/SerpinB3
Observações/alias	SCC; T4-A; SCCA1; SSCA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3
Espécie	Humana
ID do gene	6317 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-390 da SSCA1/SerpinB3 humana (NP_008850.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P29508
Massa molecular	45 kDa
Transporte	Bolsa de gelo