

Anticorpo Policlonal Anti-Ssca1/Serpinb3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29508

Número do item: CM0027936



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SSCA1/SerpinB3 (SCCA-1) humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de carcinoma de células escamosas e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SSCA1/SerpinB3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SCC; T4-A; SCCA1; SSCA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6317
GeneID	6317
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-390 da SSCA1/SerpinB3 humana (NP_008850.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P29508
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo