

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ssna1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43805

Número do item: CM0013671

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SSNA1 validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o fator de nucleação de microtúbulos envolvido na ramificação de axônios, divisão celular e estabilidade de microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SSNA1 Rabbit pAb
Observações/Alias	N14; NA14; NA-14; SSNA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8636
GeneID	8636
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-119 da SSNA1 humana (NP_003722.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43805
Peso da Proteína	14kDa
Transporte	Bolsa de gelo