

Anti-Ssr2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43308

Número do item: CM0021001



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SSR2 (TRAP-beta), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre retenção de proteínas do RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SSR2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TLAP; HSD25; TRAPB; TRAP-BETA; SSR2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6746
ID do Gene	6746
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43308
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco com gelo