

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Ssr3 Para Wb E Elisa - Q9Unl2

Número do item: CM0020618



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-SSR3 de alta qualidade para Western blotting e ELISA. Reage de forma cruzada com SSR3 humano, de camundongo e rato. Ferramenta confiável para o estudo da retenção de proteínas no RE e mecanismos de ligação de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SSR3 Rabbit pAb
Observações/Alias	TRAPG; SSR3
Espécie	Humano
ID do Gene	6747
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-145 da SSR3 humana (NP_009038.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNL2
Peso Molecular da Proteína	21kDa
Transporte	Bolsa de gelo