


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ssrp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08945

Número do item: CM0015178



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SSRP1 humano (FACT80) validado em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo a subunidade do fator de elongação da transcrição da cromatina; ideal para pesquisas sobre remodelação de nucleossomos, reparo de DNA e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SSRP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	FACT; T160; FACT80; SSRP1
Espécie	Humano
ID do Gene	6749
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 de SSRP1 humano (NP_003137.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q08945
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Bolsa de gelo