

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Sstr1 Para Wb, Elisa - P30872

Número do item: CM0026124



introdução

O Anticorpo Policlonico de Coelho anti-SSTR1 detecta o receptor 1 da somatostatina (SSTR1/SRIF-2) humano e de rato em aplicações de WB e ELISA. O imunogênio recombinante visa o domínio N-terminal (aa 1-56). Peso molecular: 43kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SSTR1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SS1R, SST1, SS1-R, SRIF-2, SS-1-R, SSTR1
Espécie	Humano
ID do Gene	6751 (humano)
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-56 da SSTR1 humana (NP_001040.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P30872
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo