

Anticorpo Policlonal Anti-Sstr2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P30874

Número do item: CM0024433



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SSTR2 humano (NP_001041.1), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização da somatostatina e a regulação de hormônios pancreáticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Receptor de Somatostatina 2 (SSTR2) pAb de Coelho
Observações/Apelido	SST2; Receptor de Somatostatina 2 (SSTR2)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6752
GeneID	6752
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 270-369 do Receptor de Somatostatina 2 (SSTR2) humano (NP_001041.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30874
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo