

Anticorpo Monoclonal Anti-Sstr5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35346

Número do item: CM0005649



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao SSTR5 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de receptores de somatostatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-SSTR5
Observações/Alias	SST5; SS-5-R; SSTR5
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6755
GeneID	6755
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SSTR5 humano (P35346).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35346
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo