


Anticorpo Policlonal Anti-Ssx2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16385

Número do item: CM0013009



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SSX2 humano (antígeno de câncer/testículo 5.2), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas de oncologia e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SSX2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SSX; HD21; CT5.2; CT5.2A; HOM-MEL-40; SSX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6757
GeneID	6757
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-188 do SSX2 humano (NP_783629.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16385
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco com gelo