


Anticorpo Policlonal Anti-St14 Para Wb, Elisa - Q9Y5Y6

Número do item: CM0024812



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-ST14 de alta qualidade para aplicações em WB e ELISA. Tem como alvo o ST14 humano (matriptase), reage de forma cruzada com camundongo e é ideal para estudos de atividade protease e diferenciação epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ST14 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HAI, CAP3, MTSP1, SNC19, ARCI11, MT-SP1, PRSS14, TADG15, TMPRSS14, ST14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6768
GeneID	6768
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 566-855 do ST14 humano (NP_068813.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y5Y6
Peso Proteico	95kDa
Transporte	Saco de gelo