

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-St3Gal1 Para Wb E Elisa - Q11201

Número do item: CM0014773

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ST3GAL1 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada de camundongo e rato. Ideal para pesquisas em glicobiologia e sialilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ST3GAL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ST3O; SIAT4A; SIATFL; ST3GalA; ST3GallA; Gal-NAc6S; ST3GalA.1; 1; ST3GAL1
Espécie	Humano
GeneID	6482
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-135 do ST3GAL1 humano (NP_003024.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q11201
Peso Proteico	39 kDa
Envio	Saco de gelo