

Anticorpo Policlonal Anti-St3Gal4 Para Wb, Elisa - Q11206

Número do item: CM0026033

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ST3GAL4 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta ST3GAL4 humano e de camundongo, uma sialiltransferase chave na biossíntese de glicoproteínas/glicolípidios e na hemostasia, com peso molecular de 38 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ST3GAL4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	STZ; SAT3; ST-4; CGS23; SIAT4; NANTA3; SIAT4C; ST3GalIV; ST3GalA.2; gal-NAc6S; ST3GAL4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6484
GeneID	6484
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-267 do ST3GAL4 humano (NP_006269.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q11206
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo