

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-St3Gal4 (Wb, Elisa) - Q11206

Número do item: CM0019578

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ST3GAL4 humano (Q11206). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para estudar a função da sialiltransferase, hemostasia e adesão de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ST3GAL4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ST3GAL4; CGS23; NANTA3; SAT3; SIAT4; SIAT4C; ST-4; ST3GalA.2; ST3GalIV; STZ; gal-NAc6S; ST3 beta-galactosídeo alfa-2,3-sialiltransferase 4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6484
GeneID	6484
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 234-333 do ST3GAL4 humano (NP_001241686.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q11206
Peso Proteico	36kDa/37kDa/38kDa
Envio	Saco de Gelo