

Anticorpo Policlonal Anti-St3Gal5 Para Wb, Elisa - Q9Unp4

Número do item: CM0028893

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ST3GAL5 humana (sintase GM3), confirmado para WB e ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato. Uma ferramenta valiosa para estudos de biossíntese de gangliosídeos e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ST3GAL5 Coelho pAb
Observações/Apelido	SATI; SIAT9; SPDR5; ST3GalV; SIATGM3S; ST3Gal V; ST3GAL5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8869
ID do Gene	8869
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-200 da ST3GAL5 humana (NP_003887.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNP4
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de Gelo