

Anticorpo Policlinico Anti-St6Gal1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15907

Número do item: CM0029204



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ST6GAL1 (alfa-2,6-sialiltransferase 1), validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta ST6GAL1 humano, de camundongo e de rato, uma enzima do Golgi envolvida na formação de antígenos de células B e sialilação de IgG.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ST6GAL1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6Gall; ST6GAL1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6480
GeneID	6480
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-200 da ST6GAL1 humana (NP_775323.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15907
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo