

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-St6Gal1/Cd75 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P15907

Número do item: CM0006422



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ST6GAL1/CD75, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC e ELISA. Adequado para o estudo da função das sialiltransferases e da glicosilação em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ST6GAL1/CD75 mAb de Coelho
Observações/Alíase	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI; ST6GAL1/CD75
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6480
ID do Gene	6480
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 44-406 de ST6GAL1/CD75 humano (NP_001340845.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P15907
Peso da Proteína	20kDa/47kDa
Envio	Bolsa de gelo