

Anticorpo Policlonais Anti-St8Sia1 Para Wb, Elisa - Q92185

Número do item: CM0030986

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ST8SIA1 humana (GD3 sintase). Detecta ST8SIA1 endógeno em WB e ELISA. Reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de metabolismo de gangliosídeos e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ST8SIA1 Rabbit pAb
Observações/Alias	GD3S; SIAT8; SIAT8A; SIAT8-A; ST8Sial; ST8SIA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6489
ID do Gene	6489
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-270 da ST8SIA1 humana (NP_003025.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q92185
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo