

Anticorpo Policlonal Anti-St8Sia2 Para Wb E Elisa - Q92186

Número do item: CM0025087

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ST8SIA2 humano (alfa-2,8-sialiltransferase 8B), adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a síntese de ácido polissialílico e pesquisas sobre a função neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ST8SIA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	STX; SIAT8B; SIAT8-B; HsT19690; ST8Siall; ST8SIA-II; ST8SIA2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8128
ID do Gene	8128
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-160 do ST8SIA2 humano (NP_006002.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92186
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo