

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-St8Sia4 Para Wb, Elisa - Q92187

Número do item: CM0029474



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ST8SIA4 humano, uma polissialiltransferase. Adequado para WB e ELISA. Imunogênio derivado dos aminoácidos 20-168 do ST8SIA4 humano. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ST8SIA4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PST; PST1; SIAT8D; ST8SIA-IV; ST8SIA4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7903
GeneID	7903
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-168 do ST8SIA4 humano (NP_778222.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92187
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo