


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Stam Para Wb E Elisa - Q92783

Número do item: CM0030042



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra STAM (molécula adaptadora de transdução de sinal) humana. Validado para Western blot (WB) e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Alvo envolvido na sinalização celular e classificação endossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAM Rabbit pAb
Observações/Apelido	STAM1; STAM-1; STAM
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	8027
GeneID	8027
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-210 da STAM humana (NP_003464.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92783
Peso da Proteína	59kDa
Transporte	Bolsa de gelo