


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stam2 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075886

Número do item: CM0028177



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho STAM2 validado para Western blot, IF/ICC e ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a molécula adaptadora de transdução de sinal 2, envolvida na sinalização de citocinas e na regulação negativa de receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAM2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Hbp; STAM2A; STAM2B; STAM2
Espécie	Humano
ID do Gene	10254
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 376-525 do STAM2 humano (NP_005834.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075886
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo