


Anticorpo Policlonal Anti-Stambp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O95630

Número do item: CM0028428



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o STAMPB humano (AMSH), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para o estudo de desubiquitinação, classificação endossomal e sinalização BMP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAMPB Rabbit pAb
Observações/Apelido	AMSH; MICCAP; STAMPB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10617
GeneID	10617
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-270 do STAMPB humano (NP_998787.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95630
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo