

Anticorpo Policlonal Anti-Stambpl1 Para Wb E Elisa - Q96Fj0

Número do item: CM0019612



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra STAMBPL1 (AMSH-LP), validado para Western blot e ELISA. Detecta STAMBPL1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de sinalização de ubiquitina e da via TORC1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAMBPL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AMSH-FP; AMSH-LP; ALMalpha; bA399O19.2; STAMBPL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57559
ID do Gene	57559
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-250 do STAMBPL1 humano (NP_065850.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96FJ0
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo