


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Star Para Wb, Ip, Elisa - P49675

Número do item: CM0013324



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra StAR (STARD1), validado para WB, IP e ELISA em humanos e camundongos. Tem como alvo a proteína reguladora aguda esteroidogênica mitocondrial (32 kDa, SWISS P49675). Ideal para pesquisas sobre esteroidogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	StAR Rabbit pAb
Observações/Alíás	STARD1; StAR
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	6770
ID do gene	6770
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 64-285 da StAR humana (NP_000340.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P49675
Peso da proteína	32 kDa
Envio	Gelo reutilizável