


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Star (Stard1) Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P49675

Número do item: CM0022362



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao StAR (STARD1) humano, um transportador mitocondrial de colesterol essencial para a esteroidogênese. Validado para WB, IF e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	StAR Rabbit pAb
Observações/Alias	STARD1; StAR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6770
ID do Gene	6770
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 64-285 do StAR humano (NP_000340.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49675
Peso Proteico	32kDa
Envio	Bolsa de gelo