


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stard3 (Mln64, Cab1) Para Wb, Elisa - Q14849

Número do item: CM0025674



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao STARD3 humano (MLN64, CAB1). Validado para Western Blot e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar o transporte de colesterol e a biologia do endossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STARD3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAB1; es64; MLN64; STARD3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10948
ID do Gene	10948
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-445 do STARD3 humano (NP_006795.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14849
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Em saco de gelo