

## Anticorpo Policlonal Anti-Stard3NI Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095772

Número do item: CM0020981

### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho STARD3NL validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta a proteína humana STARD3NL (MENTHO), com reatividade cruzada com camundongo e rato. O STARD3NL é uma proteína de ancoragem de endossoma tardio que cria locais de contato com o RE, ideal para estudos de tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | STARD3NL pAb de Coelho                                                                                                         |
| Observações/Apelido | MENTHO; STARD3NL                                                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano) | 83930                                                                                                                          |
| ID do Gene          | 83930                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 185-234 do STARD3NL humano (NP_114405.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                       |
| SWISS               | 095772                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 27kDa                                                                                                                          |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                  |