

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Stat1 Para Wb, Ip, Elisa - P42224

Número do item: CM0002043



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho STAT1 validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reage com STAT1 humano, de rato e camundongo. Ideal para estudar sinalização por interferon e respostas antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho STAT1 (mAb)
Observações/Apelido	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Espécie	Humano
ID do Gene	6772 (Humano)
Imunogênio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do STAT1 humano (P42224)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42224
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco de Gelo