

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Stat3 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P40763

Número do item: CM0005270



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho STAT3 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta STAT3 humano, de camundongo, rato e macaco (~88kDa). Ideal para pesquisa de sinalização JAK/STAT, inflamação e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAT3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6774
GeneID	6774
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 611-710 do STAT3 humano (NP_003141.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P40763
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Saco de gelo