

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stat3 Para Wb E Elisa - P40763

Número do item: CM0020777



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à STAT3 humana (P40763), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com STAT3 de camundongo e rato. Ideal para o estudo da sinalização JAK/STAT, diferenciação de Th17 e regulação transcricional em inflamação e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAT3 Rabbit pAb
Observações/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Espécie	Humana
ID do Gene	6774
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-770 da STAT3 humana (NP_644805.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P40763
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo