

Anti-Stat4 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14765

Número do item: CM0011263

introdução

Anti-STAT4 Anticorpo Monoclonal de Coelho validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo o regulador de transcrição STAT4, crítico para a diferenciação Th1 e sinalização de interferon. Ideal para pesquisa em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAT4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SLEB11; STAT4
Espécie	Humano
ID do Gene	6775
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 649-748 do STAT4 humano (NP_003142.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14765
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco com gelo