

Anticorpo Policlonal Anti-Stat4 De Coelho Para Wb - Q14765

Número do item: CM0025077

introdução

O STAT4 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra a proteína STAT4 humana recombinante, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta STAT4 Humano, de Camundongo e de Rato. Ideal para estudar a resposta imune e vias de diferenciação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAT4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SLEB11; STAT4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6775
GeneID	6775
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 569-748 do STAT4 humano (NP_003142.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14765
Peso Proteico	86kDa
Envio	Saco de gelo